

HeatPad

■ HeatPad

Le Matelas Chauffant est un équipement de confort destiné au kinésithérapeute et à l'esthéticienne.

HeatPad est tout à la fois :

- Un investissement de confort
- Un soin hygiénique
- Un équipement sûr

■ HeatPad

The heating mattress is a comfortable equipment designed both for beauticians and kinesytheraputists.

HeatPad is both:

- A comfortable investment
- An hygienic care
- A safe equipment




HeatPad est tout à la fois :

- **Un investissement de confort :**

Lorsque l'esthéticienne fait un soin corps localisé ou un soin visage, le matelas chauffant permet à la cliente d'être totalement détendue et évite certaines douleurs cervicales dues à une position inhabituelle prolongée : la chaleur agit comme un vaccin contre les douleurs rhumatismales.

Lorsque le kiné masse son patient d'un côté, le matelas chauffant chauffe le côté non massé ou entretient la chaleur du côté massé pendant que le kiné masse l'autre côté.



- **La température est réglable par l'interrupteur à 3 positions :**

- Position 0 : 0 % de la puissance
- Position 1 : 50 % de la puissance
- Position 2 : 100 % de la puissance

- **Un soin hygiénique :**

Le Matelas Chauffant bénéficie d'un traitement **Bio-Prüf®** : il s'agit d'un puissant traitement anti-fongique et anti-microbien intégré dans la masse des feuilles de PVC qui constituent l'enveloppe extérieure du matelas chauffant. A l'inverse des traitements de surfaces courants dont l'action est limitée dans le temps, **Bio-Prüf®** agit pendant toute la durée de vie du matelas chauffant en diffusant en permanence ses principes actifs ; pour mieux apprécier les effets du traitement **Bio-Prüf®**, se reporter à notre documentation **Bio-Prüf®**.

- **Un équipement sûr :**

Le Matelas Chauffant est étanche ; il peut être nettoyé simplement à l'eau savonneuse (ne pas utiliser de solvant). Le marquage CE atteste de sa conformité aux Directives Européennes de Compatibilité Magnétique et de Basse Tension, gage de sécurité pour le professionnel et le client.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 0,60 x 1,52 m
Puissance maximale : 90W
Tension d'alimentation : 115V / 230V
Zone chauffante : 1
Coloris : blanc / blanc
Normes : EN 60335-1 & EN 60335-2-17



HeatPad is both:

- **A comfortable investment:**

While beautician is making a local body care or a face care, heating mattress makes client fully relaxed and avoids cervical pains due to unusual and long posture : heat acts as a medicine against rheumatic pains. While kine is massaging one's client on one side, heating mattress is

warming the unmassaged side or keeps warm the already massaged side while massaging the other side.

- **Température is adjustable through the 3 setting switch:**

- Setting 0 : 0 % output
- Setting 1 : 50 % output
- Setting 2 : 100 % output


- **An hygienic care:**

Heating mattress is **Bio-Prüf®** treated : this is a powerful anti-microbial and anti-fungal agent which is integrated into the mass of the PVC sheets which compose the heating mattress outside. Unlike current surface treatments, whose action is limited in time, **Bio-Prüf®** acts throughout the life of the heating mattress by distributing its active agents continuously in order to know more about **Bio-Prüf®** treatment, please ask for our **Bio-Prüf®** brochure.

- **A safe equipment:**

The heating mattress is watertight : you can clean it just with water and soap (do not use solvents). CE mark of heating mattress indicates it complies with European Directives for Electro-Magnetic Compatibility and Low Voltage, a warranty of safety for professionals and clients.

Distributed through



Technical data

Dimensions: 0,60 x 1,52m
Maximum power: 90W
Voltage: 115V / 230V
Heating zone: 1
Colour: white / white
Standards: EN 60335-1 & EN 60335-2-17