

# SKINCOLOR

## CONFIGURATION ECRANS

Configuration des écrans	CTS
	Coulour Touch Screen Ecran couleur tactile 10 "

## PROTOCOLES DE TRAITEMENT

Protocoles pré-établis:	Amincissement	5
	Anti-Âge	9
	Dermatologique	14
	Remise en forme	19
	Sportif	20
Base de données client	Inégréée au logiciel expert	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Logiciel Expert	Insatallé au sein d'un ordinateur embarqué
Tension	220 Vac
Applicateur Rampe	1 diffuseur rampe constitués de 6 groupes de diodes électroluminescentes
Applicateur Pièce à Main	1 diffuseur pièce à main constitués de 20 de diodes électroluminescentes
Dimensions	445 x 435 x 1900 mm
Poids de l'appareil complet	27 KG



# SKIN COLOR

DES COULEURS ET DES SONS  
QUI VOUS VEULENT DU BIEN

- TRAITER LES SYMPTÔMES  
PHYSIOLOGIQUES
- ÉQUILIBRER LES RYTHMES  
BIOLOGIQUES
- RETROUVER L'ÉNERGIE



*Le Mieux-Être Personnalisé*

[www.bme-electronics.com](http://www.bme-electronics.com)

Tél. +33 (0)5 57 80 03 03 Fax +33 (0)5 57 80 73 93

39 avenue de l'Île de France - 33370 Artigues-Près-Bordeaux - FRANCE



*Le Mieux-Être Personnalisé*

# DES COULEURS QUI VOUS VEULENT DU BIEN



## LES DIFFUSEURS

Le diffuseur rampe est destiné à un traitement global du patient. Le diffuseur pièce à main convient à un traitement localisé. Les diffuseurs sont constitués de diodes électroluminescentes.

## TRUE COLOR (Label d'excellence)

Système d'étalonnage et de contrôle garantissant la diffusion de couleurs pures et d'un spectre large (sans UV).


## MISE EN SITUATION

La salle de soins doit être obscure, avec une table de soins confortable. Suivant le traitement, le patient est allongé sur le dos ou le ventre pendant la durée totale de la séance.

Spectre lumineux visible



Biorythmes



Rouge : Rythme-physique (23 jours)  
Bleu : Rythme-émotionnel (28 jours)  
Vert : Rythme-intellectuel (33 jours)

## LES TECHNOLOGIES

### LA CHROMOTHÉRAPIE

Cette méthode de soins utilisant certaines longueurs d'onde de la lumière, s'inscrit dans le cadre de la médecine énergétique, en complément de la médecine traditionnelle. Des travaux scientifiques ont contribué depuis des siècles à fonder la théorie de l'action de la lumière colorée sur l'organisme. Le rayonnement coloré perçu par notre peau et nos yeux provoque une série de réactions activant la faculté d'autogénération de notre organisme.

### LA LUMINOTHÉRAPIE

Le traitement par exposition directe à une lumière à large spectre, utilisée pour la dépression saisonnière, s'étend à d'autres symptômes (Décalage horaire/Boulimie/Troubles du sommeil). Agissant sur l'épiphyse, la luminothérapie régule la production de mélatonine et équilibre ainsi nos biorythmes. Les biorythmes, composants de nos horloges biologiques, sont constitués en trois cycles principaux.

### LA MUSICOTHÉRAPIE

Est une thérapie qui utilise les effets psycho-sociologiques affectifs et relationnels de la musique et des sons. Depuis l'Antiquité la musique utilise des vibrations sonores dans le but d'apaiser et de stimuler l'énergie de notre corps.

## LES TYPES DE SOINS

Chaque couleur émet une vibration correspondante à une action énergétique spécifique, exerçant une influence immédiate sur le corps. Ce rayon coloré adresse un message codé sous forme de radiation électromagnétique de longueur d'onde déterminée. L'épiderme le reçoit et le transmet au cerveau par l'intermédiaire des nerfs sensitifs. Le cerveau décrypte et renvoie l'ordre adéquat à l'organe concerné.

### AMINCISSEMENT

Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, diminution de la rétention d'eau et de l'effet peau d'orange.

### ANTI-ÂGE

Atténuation des rides, ridules et taches pigmentaires ravivant l'éclat de la peau.

### DERMATOLOGIQUE

Atténuation de l'acné, psoriasis, eczéma, cicatrices, vergetures redonnant ainsi un relief naturel à la peau.

### REMISE EN FORME

Rééquilibre les tensions nerveuses et musculaires, optimise les performances physiques, intellectuelles et émotionnelles, lutte contre la fatigue.

### SPORTIF

Prise en charge du sportif incluant les phases de préparation physique et de récupération, traitement de blessures post-traumatiques et traumatiques.

**SKIN COLOR** est le concept de soins qui nous influence physiologiquement et psychologiquement, nous permettant de tendre vers un véritable Mieux-Être.

Le **SKIN COLOR** est le nouveau concept de soin issu des dernières techniques et technologies éprouvées. Le concept répond à l'association de deux thérapies, Chromothérapie et Luminothérapie, qui permet un traitement naturel et indolore de symptômes variés.

Lors d'un traitement global ou local, le patient est exposé à une séquence alternée de lumière colorée plus ou moins longue suivant le protocole établi.

Les Couleurs et la Lumière influencent notre corps et notre état d'esprit, grâce à leurs rôles régulateurs de notre horloge biologique, par le biais de l'hypothalamus et de la glande pinéale.

## LES ATOUTS MAJEURS

### LE BÉNÉFICE DES COULEURS

Notre comité scientifique a élaboré et validé une série de protocoles conçue pour une utilisation simplifiée et efficace. Les protocoles du **SKIN COLOR** sont réalisés avec une extrême précision au niveau du calibrage de l'énergie de la lumière et des couleurs émises.

### UNE FACILITÉ D'UTILISATION

L'application du traitement est simplifiée :

- Séance de courte durée
- Listing de protocoles préétablis, classifiés par symptômes
- Possibilité de personnaliser les protocoles (mode expert)
- Manipulation simplifiée et facilitée

### DES TRAITEMENTS CIBLÉS

Le **SKIN COLOR** permet de traiter toutes les zones déficientes grâce :

- Analyse du déficit chromatique et correction de ce déficit de manière individuelle et personnalisée
- Traitement global via l'applicateur rampe
- Traitement localisé via la pièce à main

### UNE RAPIDITÉ D'ACTION

Les premières améliorations ressenties apparaissent différemment suivant les cas :

- Les brûlures : quelques heures après la séance
- Les douleurs articulaires : quelques jours après la séance
- Le tabagisme, la cellulite, ... : après quelques séances

